

An Mikroskopen Standard 16, 18, WL mit Kondensorträger mit Trieb

Kondensor 0,9 mit Klapplinse Z, Hellfeld ⑧ 46 52 52

Kondensor 1,3 mit Klapplinse Z, Hellfeld ⑧ 46 52 53

bei Benutzen von Einbauleuchte 6V 15W zusätzlich:

Farbglasträger mit Hilfslinsenträger 47 08 61-9903

Mit Halogeneinbauleuchte 6V 10W:

Hilfslinse EL (von unten in Kondensor einschrauben) 46 51 34

Phasenkontrast mit Kondensoren 46 52 52 und 46 52 53:

Ph-Blendenträger ⑨ 47 08 64

für Objektive Ph 2 (Frontlinse muß ausgeklappt werden).

Bei Benutzen von Einbauleuchte 6V 15W anstelle von
47 08 61-9903 46 51 34 verwenden s.o.

